





multicare


CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR

Sensores de Temperatura

Tabela de Modelos de Sensores de Temperatura:

Tipo do Sensor	AS	AG	PS	PG
Foto do Sensor				
Descrição	Sensor de temperatura adulto skin (pele)	Sensor de temperatura adulto esofágico	Sensor de temperatura pediátrico skin (pele)	Sensor de temperatura pediátrico esofágico

Para facilitar o seu pedido, peça através do código.



**MULTICARE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
HOSPITALAR**



62 993079321

Multicare.consult.assistencia@gmail.com

CNPJ31.710.975/0001-3 IM87130 IE200255096

WWW.MULTICARECONSULT.COM.BR

SENSORES DE TEMPERATURA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Dixtal	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-T2252-AS -MK-T2252-AG -MK-T2252-PS -MK-T2252-PG	
Philips	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-THP-AS -MK-THP-AG -MK-THP-PS -MK-THP-PG	
Marquette	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TMQ-AS -MK-TMQ-AG -MK-TMQ-PS -MK-TMQ-PG	
Mindray	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TMR-AS -MK-TMR-AG -MK-TMR-PS -MK-TMR-PG	
Siemens	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TSM-AS -MK-TSM-AG -MK-TSM-PS -MK-TSM-PG	
Contec 9000	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TCT-AS -MK-TCT-AG -MK-TCT-PS -MK-TCT-PG	
Oximaster 300	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TMM-AS -MK-TMM-AG -MK-TMM-PS -MK-TMM-PG	
Lifemed	- Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TLF-AS -MK-TLF-PS -MK-TLF-AG -MK-TLF-PG	